



## Table de mobilisation à 2 sections Medicare

Une table de mobilisation très solide et rigide, disponible avec une large gamme d'accessoires. Capable de supporter des patients très lourds pour des examens et des procédures de traitement mineures.

### Modèles

- SM2550** Hydraulique avec dossier assisté par vérin à gaz
- SM2560** Électrique avec dossier assisté par vérin à gaz
- SM2570** Électrique avec dossier électrique



### Caractéristiques standard

- Charge de travail sûre et capacité de levage de 240 kg
- Dossier assisté par vérin à gaz réglable de -25° à 75° sur SM2550 et SM2560 et intègre une conception anti pincement
- Dossier électrique réglable de 0° à 85° sur SM2570
- Choix entre élévation hydraulique ou électrique
- Excellente plage de hauteur de 45 cm à 98 cm
- Concept de roulettes rétractables avec pied réglable pour plus de stabilité
- Roulements de précision spécialement configurés sur tous les points de pivot
- Espace libre sous cadre pour palan mobile
- Commutateur manuel par défaut sur les modèles électriques
- Cadres prépercés pour l'ajout d'accessoires
- Cadre à revêtement par poudre antibactérien
- Revêtement Easy Clean Upholstery de 63 cm de large par défaut
- Choix de couleurs de revêtement Standard ou Standard+

### Accessoires en option

- 9002** Rails de soutien latéral (paire)
- 9002P** Coussins de soutien latéral (paire)
- 6004** Trou de respiration et obturateur
- 6005** Porte-rouleau à papier
- 6006** Soutien des membres supérieurs
- 6007** Support tête/genoux amovible
- 6053** Couvercle de cadre de base de protection
- 6054** Perche télescopique IV
- 6057** Dispositif de sauvegarde par batterie
- EPFS** Commutateur à pied périphérique pour SM2560
- 1WF** Commutateur à pied simple pour SM2560
- 2WF** Commutateur à pied double pour SM2570
- 9200/70** Easy Clean Upholstery de 70 cm de large



Hauteur de transfert du patient



Section de tête négative à -25°

### Couleurs de revêtement disponibles:

