



63	60	43	91	Dimensions standard
70*	65	43	86	*Lorsqu'elle est équipée du revêtement Easy Clean Upholstery 9300/70

Table de mobilisation à 3 sections Medicare

La table de mobilisation à 3 sections Medicare offre une surface de soutien très stable et polyvalente pour les procédures de traitement et les examens en position couchée (dorsale ou ventrale) et assise. Les deux sections d'élévation peuvent être réglées sur une large gamme d'angles pour un positionnement spécifique du patient.

Modèles

- SM3550** Hydraulique avec dossier assisté par vérin à gaz
- SM3560** Électrique avec dossier assisté par vérin à gaz
- SM3570** Électrique avec dossier électrique

Modèle SM3560 Couleur crème



Caractéristiques standard

- Charge de travail sûre et capacité de levage de 240 kg
- Dossier assisté par vérin à gaz ou électrique réglable de 0° à +85°
- Section tête assistée par vérin à gaz réglable de -25° à +75°
- Les sections assistées par vérin à gaz intègrent une conception anti-pincement
- Choix entre élévation hydraulique ou électrique
- Excellente plage de hauteur de 45 cm à 98 cm
- Concept de roulettes rétractables avec pied réglable pour plus de stabilité
- Roulements de précision spécialement configurés sur tous les points de pivot
- Espace libre sous cadre pour palan mobile
- Commutateur manuel par défaut sur les modèles électriques
- Cadres prépercés pour l'ajout d'accessoires
- Cadre à revêtement par poudre antibactérien
- Revêtement Easy Clean Upholstery de 63 cm de large par défaut
- Choix de couleurs de revêtement Standard ou Standard+

Accessoires en option

- 9003** Rails de soutien latéral (paire)
- 9002P** Coussins de soutien latéral (paire)
- 6004** Trou de respiration et obturateur
- 6005** Porte-rouleau à papier
- 6006** Soutien des membres supérieurs
- 6007** Support tête/genoux amovible
- 6053** Couvercle de cadre de base de protection
- 6054** Perche télescopique IV
- 6057** Dispositif de sauvegarde par batterie
- EPFS** Commutateur à pied périphérique pour SM3560
- 1WF** Commutateur à pied simple pour SM3560
- 2WF** Commutateur à pied double pour SM3570
- 9300/70** Easy Clean Upholstery de 70 cm de large



Section tête/pied négative à -25°



Hauteur de transfert du patient basse

Couleurs de revêtement disponibles:

