



## Therapy Bobath-bank



Traditioneel vereisen Bobath-behandeltechnieken een voldoende breed behandeloppervlak met een veilige en voldoende grote tilcapaciteit voor zowel patiënt als therapeut. Het Bobath Therapy-bankenassortiment voldoet hier ruimschoots aan, met een keuze uit 2 afmetingen en een hoger dan standaard veilig draagvermogen van 250 kg. Zie het luxemodel voor een veilig draagvermogen van 325 kg.

### Modellen

<b>ST4552</b>	Hydraulisch met gasveerondersteunde rugleuning, 105 cm
<b>ST4562</b>	Elektrisch met gasveerondersteunde rugleuning, 105 cm
<b>ST4542</b>	Elektrisch met elektrische rugleuning, 105 cm
<b>ST4552W</b>	Hydraulisch met gasveerondersteunde rugleuning, 125 cm
<b>ST4562W</b>	Elektrisch met gasveerondersteunde rugleuning, 125 cm
<b>ST4542W</b>	Elektrisch met elektrische rugleuning, 125 cm

### Standaardfuncties

- Veilig draag- en tilvermogen van 250 kg
- Het gasveerondersteunde rugleuninggedeelte is voorzien van een antiklem-ontwerp met gasveer
- Gasveerondersteund hoofddeel, verstelbaar van 0° tot +75°
- Keuze uit hydraulische of elektrische hoogteverstelling
- Uitstekend hoogtebereik van 46 cm tot 100 cm
- Intrekbaar wielontwerp met verstelbare voet voor stabiliteit op oneffen vloeren en oppervlakken
- Speciaal vervaardigde precisielagers op alle scharnierpunten
- Vrije ruimte onder het frame voor mobiele tilliften
- Handschakelaar standaard gemonteerd op elektrische modellen
- Keuze uit verschillende breedtes - 105 cm of 125 cm
- Keuze uit standaard- of standaard+-bekledingskleuren

### Optionele accessoires

- 6004** Ademhalingsopening & opvulstuk
- 6057** Batterijback-up
- 1WF** Enkele voetschakelaar voor ST4562/ST4562W
- 2WF** Dubbele voetschakelaar voor ST4542/ST4542W
- EPFS** Perimetervoetschakelaar
- 6074** Zijdelingse onrusthekken
- 9002P** Kussens voor zijdelingse onrusthekken



Lage transferhoogte voor de patiënt



Model ST4562  
Afgebeeld met optionele perimetervoetschakelaar  
Kleur donkerblauw

### Beschikbare kleuren bekleding:

