


MC6107
48cm tot 59cm



Luxe Zadelstoelen



De luxe zadelstoelen worden veel gebruikt bij echografie, in tandartsenpraktijken en in chirurgische omgevingen. Het ergonomische ontwerp bevordert een correcte lichaamshouding door aan te zetten tot een kanteling van het bekken wanneer de gebruiker op de stoel zit met beide voeten stevig op de grond, terwijl het lichaamsgewicht over beide dijnen wordt verdeeld. Het mechanisme met 2 hendels bedient en regelt de zithoogte en -kanteling. Alle modellen zijn voorzien van een gepolijste stervormige basis met vijf armen, voorzien van zwenkwieltjes, met als optie een voetbediening voor de hoogteregeling.

Modellen

MC6107 Luxe zadelstoel - standaardmodel



Hoogkwalitatieve afwerking van de bekleding



Model MC6107
Kleur donkerblauw


Beschikbare kleuren bekleding:

STANDAARD



Sky Blue — Canard — Dark Blue — Dark Grey — Black

STANDAARD+



White — Light Grey — Cream — Olive — Lotus Green — Pepper — Brown — Poterie — Red — Burgundy