



63	125	70	Standaardafmetingen
70*	130	65	*Wanneer uitgerust met 9200/70 Easy Clean-bekleding

## 2-Delige Medicare-Bank



Een zeer sterke en duurzame bank die verkrijgbaar is met een groot aantal accessoires. Geschikt om zwaardere patiënten te ondersteunen bij onderzoek en kleine behandelingsprocedures.

### Modellen

- SM2550** Hydraulisch met gasveerondersteunde rugleuning
- SM2560** Elektrisch met gasveerondersteunde rugleuning
- SM2570** Elektrisch met elektrische rugleuning



### Standaardfuncties

- Veilig draag- en tilvermogen van 240 kg
- Gasveerondersteunde rugleuning, verstelbaar van -25° tot 75° op SM2550 en SM2560 en bevat antiklemontwerp
- Elektrische rugleuning verstelbaar van 0° tot 85° op SM2570
- Keuze uit hydraulische of elektrische hoogteverstelling
- Uitstekend hoogtebereik van 45 cm tot 98 cm
- Intrekbaar wielontwerp met verstelbare voet voor stabiliteit
- Speciaal vervaardigde precisielagers op alle scharnierpunten
- Vrije ruimte onder het frame voor mobiele tilliften
- Handschakelaar standaard gemonteerd op elektrische modellen
- Voorgeboorde frames voor montage achteraf van accessoires
- Antibacterieel gepoederlakt frame
- Standaard 63 cm brede Easy Clean-bekleding
- Keuze uit standaard- of standaard+-bekledingskleuren

### Optionele accessoires

- 9002** Zijdelingse onrusthekken (paar)
- 9002P** Kussens voor zijdelingse onrusthekken
- 6004** Ademhalingsopening & opvulstuk
- 6005** Papierrolhouder
- 6006** Ondersteuning bovenste ledematen
- 6007** Verwijderbare hoofd-/kniesteun
- 6053** Beschermende afdekking voor basisframe
- 6054** Telescopische infuusstandaard
- 6057** Batterijback-upfunctie
- EPFS** Perimetervoetschakelaar voor SM2560
- 1WF** Enkele voetschakelaar voor SM2560
- 2WF** Dubbele voetschakelaar voor SM2570
- 9200/70** 70 cm brede Easy Clean-bekleding



### Beschikbare kleuren bekleding:

