



63	60	43	91	Standaardafmetingen
70*	65	43	86	*Wanneer uitgerust met 9300/70 Easy Clean-bekleding

3-Delige Medicare-Bank



De 3-delige Medicare-bank biedt een zeer stabiele en veelzijdige ondersteuning voor buikliggende, rugliggende en zittende behandelingsprocedures en onderzoeken. Beide hefsecties kunnen worden ingesteld op een groot aantal hoeken voor specifieke positionering van de patiënt.

Modellen

- SM3550** Hydraulisch met gasveerondersteunde rugleuning
- SM3560** Elektrisch met gasveerondersteunde rugleuning
- SM3570** Elektrisch met elektrische rugleuning

Modellen SM3560 Kleur crème



Standaardfuncties

- Veilig draag- en tilvermogen van 240 kg
- Rugleuning voorzien van gasveer- of elektrische ondersteuning, verstelbaar van 0° tot +85°
- Gasveerondersteund hoofddeel, verstelbaar van -25° tot 75°
- Gasveerondersteunde delen met antiklemontwerp
- Keuze uit hydraulische of elektrische hoogteverstelling
- Uitstekend hoogtebereik van 45 cm tot 98 cm
- Intrekbaar wielontwerp met verstelbare voet voor stabiliteit
- Speciaal vervaardigde precisielagers op alle scharnierpunten
- Vrije ruimte onder het frame voor mobiele tilliften
- Handschakelaar standaard gemonteerd op elektrische modellen
- Voorgeboorde frames voor montage achteraf van accessoires
- Antibacterieel gepoederlakt frame
- Standaard 63 cm brede Easy Clean-bekleding
- Keuze uit standaard- of standaard+-bekledingskleuren

Optionele accessoires

- 9003** Zijdelingse onrusthekken (paar)
- 9002P** Kussens voor zijdelingse onrusthekken
- 6004** Ademhalingsopening & opvulstuk
- 6005** Papierrolhouder
- 6006** Ondersteuning bovenste ledematen
- 6007** Verwijderbare hoofd-/kniesteun
- 6053** Beschermende afdekking voor basisframe
- 6054** Telescopische infuusstandaard
- 6057** Batterij back-upfunctie
- EPFS** Perimetervoetschakelaar voor SM3560
- 1WF** Enkele voetschakelaar voor SM3560
- 2WF** Dubbele voetschakelaar voor SM3570
- 9300/70** 70cm brede Easy Clean-bekleding



Negatieve hoofddeel-/voetdeelkanteling tot -25°



Lage transferhoogte voor de patiënt

Beschikbare kleuren bekleding:

